



Modul Cleverer Transfer I

Beim Prinzip «cleverer Transfer» geht es darum, dass Mitarbeitende befähigt werden, Hilfsmittel für eine präventions- und ressourcenorientierte Arbeitsweise zu nutzen. Im Fokus stehen insbesondere sogenannte kleine Hilfsmittel wie z.B. Rutschbrett, Tunnelgleithilfe, Antirutschmatte etc. In Kinästhetik-Grundkursen werden in der Schweiz jährlich ca. 10'000 Teilnehmende auf eine präventions- und ressourcenorientierte Arbeitsweise sensibilisiert. Sie lernen, alltägliche Unterstützungen mithilfe von gezielten Blickwinkeln differenziert wahrzunehmen und gesundheitsfördernd anzupassen. Diese Qualifikation soll mit diesem Modul vertieft und erweitert werden. Im Zentrum steht dabei die Nutzung der Hilfsmittel. Es zielt auf die Kompetenz der Pflegenden und Betreuenden ab, Hilfsmittel so zu nutzen, dass sie sich einerseits vor körperlichen Überlastungsschäden schützen und dass andererseits die unterstützte Person ihre eigenen Bewegungsmöglichkeiten optimal nutzen kann, was wiederum zur Entlastung der Pflegenden und Betreuenden beiträgt.

Ziele

Die Teilnehmenden

- verstehen das Prinzip «Cleverer Transfer»
- kennen konkrete Kriterien für eine präventionsorientierte Arbeitsweise
- kennen konkrete Kriterien für eine ressourcenorientierte Arbeitsweise
- setzen Hilfsmittel so ein, dass sich ihre körperliche Belastung minimiert und sie die Transfers sicher gestalten können.
- setzen Hilfsmittel so ein, dass die Ressourcen der unterstützten Person gefördert werden.
- fühlen sich sicher im Umgang mit Hilfsmitteln.

Inhalte

- Das Prinzip Cleverer Transfer
- Kriterien für präventionsorientierte Arbeitsweise, wahrnehmen von körperlicher Belastung
- Kriterien für ressourcenorientierte Arbeitsweise, Bedeutung für die körperliche Belastung
- Systematische Nutzung von Hilfsmitteln anhand der Kriterien
- Umsetzungsplanung «Cleverer Transfer»

Aufbau

Das Modul besteht aus 3 Teilen, die aufeinander aufbauen:

| | | | |
|--------|--|---|---------|
| Teil 1 | Kinaesthetics-Online-Lernplattform: Erarbeiten der Grundlagen, vorbereiten auf Workshop | Selbstverantwortliche, individuelle Lernzeit | 3 - 4 h |
| Teil 2 | Workshop mit einer Kinaesthetics- TrainerIn/SpezialistIn für angewandte Kinästhetik | Präsenzzeit | 3 - 4 h |
| Teil 3 | Kinaesthetics-Online-Lernplattform: Evaluation und Ausdrucken der Teilnahmebescheinigung | Selbstverantwortliche, individuelle Lernzeit | 1 h |

Voraussetzung

Das Modul Cleverer Transfer I baut auf die Ziele und Inhalte des Kinaesthetics-Grundkurses auf.

Durchführung

Folgende TrainerInnen sind qualifiziert, das Modul Cleverer Transfer I durchzuführen:
SpezialistInnen für angewandte Kinästhetik (FA) und Kinaesthetics-TrainerInnen Stufe 2 und 3 mit entsprechender Fortbildung